

CAT rotierendes Tourniquet

Produktdetail

Produktname	CAT Rotary Tourniquet
Farbe	Schwarz
Größe	3,8 * 65 cm, 3,8 * 75 cm, 3,8 * 95 cm
Mindestbestellmenge	Akzeptieren Sie eine kleine Bestellung
Paket	1 Stück/Opp-Beutel oder individuelles Paket
Anpassung	Individuelles Logo, Verpackung und Farbe können je nach Benutzeranforderungen erstellt werden
Funktion	Mit einer Hand anwendbar, schnell und praktisch, versehentliche Kratzer, Schnitte und andere gute Wirkung der Blutstillung.

Tourniquet ist ein gängiges lebensrettendes Gerät, das aus hochwertigen Materialien besteht und mit einer Hand bedient werden kann, wodurch der Blutfluss zu den Gliedmaßen bei stark blutenden Traumawunden vollständig blockiert wird. Es ist ein großartiges Erste-Hilfe-Werkzeug mit einer Vielzahl von Anwendungsszenarien, nicht nur im Kampf und bei der medizinischen Rettung, sondern auch bei Outdoor-, Abenteuer- und arteriellen Blutungen. Ein Muss für jeden! Als China **CAT rotary tourniquet Als Lieferant ist es unsere Vision, dass eine gute Produktqualität den Kunden gute Erfahrungen bringen kann.**



CAT ROTARY TOURNIQUET



Easy to use



Breathable
&
Comfortable



Effective
Hemostasis



Compact
&
Convenient





FREE ADJUSTING BUCKLE

Adjustable to fit arm and leg size



HIGH-VISIBILITY RED TIP

In case of emergency, the red tip can immediately located and identified to make quick first aid response



RECORD USAGE TIME

Write down the time of use to easily determine the length of time



TIGHTEN THE PRESSURE FIXED ROD

Rotatable internal band for quick bleeding control



PRODUCT USAGE



Wilderness
Combat



Outdoor
Adventure

PREPAREDNESS AVERTS PERIL



Bleeding
from injury



Hiking and
camping

— HOW TO USE —



01
Tie the tourniquet three fingers' width above the wound to stop bleeding



02
Apply tourniquet and tighten to stop bleeding



03
Pull the hook loop tape tight and paste it back on



04
Rotate the pressure fixed rod to tighten the strap



05
Fasten enough to use the clasp to fix the rod



06
Check for bleeding and distal pulse loss



07
Attach the white hook loop tape



08
Write down the time to prevent muscle necrosis caused by too much time

Firmeninformation



We have 5000m² factory, our own factory
The REAL STRENGTH is to show the true face to you





Strict certification testing provides quality guarantee and **WORRY-FREE EXPORT**



We have achieved some inspection certification, such as ISO9001:2015, BSCI, SGS, TUV, etc. and have won the title of “Guangdong Province Credible Enterprise” for three consecutive years. In addition, we have obtained over 20 product patents and trademark, as well as 5 patent evaluation reports. A series of quality inspection reports provide quality guarantee and worry-free export.

CONTACT INFORMATION

TEL : +80 20 34992808
+86 18026363923

Web : www.homecommoditysupplier.com

E-mail : sales02@balance-china.com

Address : No.2 Shengyuan Street, Beiliu Ind Park, Dagang Town,
Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Zip code: 511470