

Torniquete rotatorio CAT

Detalle del producto

Nombre del producto	Torniquete rotatorio CAT
Color	Negro
Tamaño	3,8*65 cm, 3,8*75 cm, 3,8*95 cm
Cantidad mínima de pedido	Aceptar pedido pequeño
Paquete	1 unidad/bolsa opp o paquete personalizado
Personalización	Se pueden personalizar el logotipo, el embalaje y el color según los requisitos del usuario.
Función	Aplicado con una mano, rápido y práctico, raspaduras accidentales, cortes y otros buenos efectos de hemostasia.

El torniquete es un equipo común que salva vidas, que está hecho de materiales de alta calidad y se puede operar con una mano, bloqueando completamente el flujo sanguíneo a las extremidades en caso de heridas traumáticas sangrantes graves. Es una gran herramienta de primeros auxilios con una amplia gama de escenarios de aplicación, no solo en combate y rescate médico, sino también en actividades al aire libre, de aventura y de hemorragia arterial. ¡Imprescindible para todos! como china **CEn torniquete rotatorio Proveedor, nuestra visión es que la buena calidad del producto pueda brindar una buena experiencia a los clientes.**



CAT ROTARY TOURNIQUET



Easy to use



Breathable
&
Comfortable



Effective
Hemostasis



Compact
&
Convenient





Hook loop tape

TIME:

Time recording tape

Pressure fixed rod

Single Route Buckle

FREE ADJUSTING BUCKLE

Adjustable to fit arm and leg size



HIGH-VISIBILITY RED TIP

In case of emergency, the red tip can immediately located and identified to make quick first aid response



RECORD USAGE TIME

Write down the time of use to easily determine the length of time



TIGHTEN THE PRESSURE FIXED ROD

Rotatable internal band for quick bleeding control



PRODUCT USAGE



**Wilderness
Combat**



**Outdoor
Adventure**

PREPAREDNESS AVERTS PERIL



**Bleeding
from injury**



**Hiking and
camping**

— HOW TO USE —



01
Tie the tourniquet three fingers' width above the wound to stop bleeding



02
Apply tourniquet and tighten to stop bleeding



03
Pull the hook loop tape tight and paste it back on



04
Rotate the pressure fixed rod to tighten the strap



05
Fasten enough to use the clasp to fix the rod



06
Check for bleeding and distal pulse loss



07
Attach the white hook loop tape



08
Write down the time to prevent muscle necrosis caused by too much time

Información de la empresa



We have 5000m² factory, our own factory
The REAL STRENGTH is to show the true face to you





Strict certification testing provides quality guarantee and **WORRY-FREE EXPORT**



We have achieved some inspection certification, such as ISO9001:2015, BSCI, SGS, TUV, etc. and have won the title of “Guangdong Province Credible Enterprise” for three consecutive years. In addition, we have obtained over 20 product patents and trademark, as well as 5 patent evaluation reports. A series of quality inspection reports provide quality guarantee and worry-free export.

CONTACT INFORMATION

TEL : +80 20 34992808
+86 18026363923

Web : www.homecommoditysupplier.com

E-mail : sales02@balance-china.com

Address : No.2 Shengyuan Street, Beiliu Ind Park, Dagang Town,
Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Zip code: 511470