

# LaCcio emostatico rotante CAT

## Dettagli del prodotto

Nome del prodotto	Laccio emostatico rotante CAT
Colore	Nero
Misurare	3,8*65 cm, 3,8*75 cm, 3,8*95 cm
MOQ	Accetta il piccolo ordine
Pacchetto	1 sacchetto pc/opp o pacchetto personalizzato
Personalizzazione	Logo, confezione e colore personalizzati possono essere realizzati in base alle esigenze dell'utente
Funzione	Applicato con una mano, veloce e pratico, graffi accidentali, tagli e altri buoni effetti di emostasi.

**Il laccio emostatico è una comune attrezzatura salvavita, realizzata con materiali di alta qualità e può essere azionata con una mano, bloccando completamente il flusso sanguigno agli arti da gravi ferite da trauma sanguinanti. È un ottimo strumento di primo soccorso con un'ampia gamma di scenari applicativi, non solo in combattimento e soccorso medico, ma anche in attività all'aperto, avventure e sanguinamento arterioso. Un must per tutti! Come la Cina **Cil laccio emostatico rotante** fornitore, la nostra visione è che una buona qualità del prodotto possa offrire una buona esperienza ai clienti.**



# CAT ROTARY TOURNIQUET



Easy to use



Breathable  
&  
Comfortable



Effective  
Hemostasis



Compact  
&  
Convenient





**Hook loop tape**

**TIME:**

**Time recording tape**

**Pressure fixed rod**

**Single Route Buckle**

# FREE ADJUSTING BUCKLE

Adjustable to fit arm and leg size



# HIGH-VISIBILITY RED TIP

In case of emergency, the red tip can immediately located and identified to make quick first aid response



# RECORD USAGE TIME

Write down the time of use to easily determine the length of time



# TIGHTEN THE PRESSURE FIXED ROD

Rotatable internal band for quick bleeding control



# PRODUCT USAGE



**Wilderness  
Combat**



**Outdoor  
Adventure**

## PREPAREDNESS AVERTS PERIL



**Bleeding  
from injury**



**Hiking and  
camping**

# — HOW TO USE —



**01**  
Tie the tourniquet three fingers' width above the wound to stop bleeding



**02**  
Apply tourniquet and tighten to stop bleeding



**03**  
Pull the hook loop tape tight and paste it back on



**04**  
Rotate the pressure fixed rod to tighten the strap



**05**  
Fasten enough to use the clasp to fix the rod



**06**  
Check for bleeding and distal pulse loss



**07**  
Attach the white hook loop tape



**08**  
Write down the time to prevent muscle necrosis caused by too much time

## Informazioni aziendali



**We have 5000m<sup>2</sup> factory, our own factory**  
**The REAL STRENGTH is to show the true face to you**





# Strict certification testing provides quality guarantee and **WORRY-FREE EXPORT**



We have achieved some inspection certification, such as ISO9001:2015, BSCI, SGS, TUV, etc. and have won the title of “Guangdong Province Credible Enterprise” for three consecutive years. In addition, we have obtained over 20 product patents and trademark, as well as 5 patent evaluation reports. A series of quality inspection reports provide quality guarantee and worry-free export.

# CONTACT INFORMATION

TEL : +80 20 34992808  
+86 18026363923

Web : [www.homecommoditysupplier.com](http://www.homecommoditysupplier.com)

E-mail : [sales02@balance-china.com](mailto:sales02@balance-china.com)

Address : No.2 Shengyuan Street, Beiliu Ind Park, Dagang Town,  
Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Zip code: 511470