

# Medische tourniquet

## Product detail

<b>Productnaam</b>	<b>CAT roterende tourniquet</b>
<b>Kleur</b>	<b>Zwart</b>
<b>Maat</b>	<b>3,8*65cm, 3,8*75cm, 3,8*95cm</b>
<b>MOQ</b>	<b>Accepteer een kleine bestelling</b>
<b>Pakket</b>	<b>1 st/opp zak, of aangepast pakket</b>
<b>Maatwerk</b>	<b>Aangepast logo, verpakking en kleur kunnen worden gemaakt volgens de gebruikersvereisten</b>
<b>Functie</b>	<b>Toegepast met één hand, snel en praktisch, onbedoelde schaafwonden, snijwonden en andere goede effecten van hemostase.</b>

Tourniquet is een veelgebruikt levensreddend apparaat, dat is gemaakt van hoogwaardige materialen en met één hand kan worden bediend, waardoor de bloedstroom naar de ledematen door ernstig bloedende traumawonden volledig wordt geblokkeerd. Het is een geweldig EHBO-instrument met een breed scala aan toepassingsscenario's, niet alleen bij gevechten en medische reddingsacties, maar ook bij outdoor-, avontuur- en arteriële bloedingen. Een must-have voor iedereen!



# CAT ROTARY TOURNIQUET



Easy to use



Breathable  
&  
Comfortable



Effective  
Hemostasis



Compact  
&  
Convenient





**Hook loop tape**

**TIME:**

**Time recording tape**

**Pressure fixed rod**

**Single Route Buckle**



# FREE ADJUSTING BUCKLE

Adjustable to fit arm and leg size



# HIGH-VISIBILITY RED TIP

In case of emergency, the red tip can immediately located and identified to make quick first aid response





# RECORD USAGE TIME

Write down the time of use to easily determine the length of time



# TIGHTEN THE PRESSURE FIXED ROD

Rotatable internal band for quick bleeding control





# PRODUCT USAGE



Wilderness  
Combat



Outdoor  
Adventure

## PREPAREDNESS AVERTS PERIL



Bleeding  
from injury



Hiking and  
camping



# — HOW TO USE —



**01**  
Tie the tourniquet three fingers' width above the wound to stop bleeding



**02**  
Apply tourniquet and tighten to stop bleeding



**03**  
Pull the hook loop tape tight and paste it back on



**04**  
Rotate the pressure fixed rod to tighten the strap



**05**  
Fasten enough to use the clasp to fix the rod



**06**  
Check for bleeding and distal pulse loss



**07**  
Attach the white hook loop tape



**08**  
Write down the time to prevent muscle necrosis caused by too much time

## bedrijfsinformatie



**We have 5000m<sup>2</sup> factory, our own factory**  
**The REAL STRENGTH is to show the true face to you**





# Strict certification testing provides quality guarantee and **WORRY-FREE EXPORT**



We have achieved some inspection certification, such as ISO9001:2015, BSCI, SGS, TUV, etc. and have won the title of “Guangdong Province Credible Enterprise” for three consecutive years. In addition, we have obtained over 20 product patents and trademark, as well as 5 patent evaluation reports. A series of quality inspection reports provide quality guarantee and worry-free export.



## CONTACT INFORMATION

TEL : +80 20 34992808  
+86 18026363923

Web : [www.homecommoditysupplier.com](http://www.homecommoditysupplier.com)

E-mail : [sales02@balance-china.com](mailto:sales02@balance-china.com)

Address : No.2 Shengyuan Street, Beiliu Ind Park, Dagang Town,  
Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Zip code: 511470