

Medische tourniquet

Product detail

Productnaam	KAT roterende tourniquet
Kleur	Zwart
Maat	3,8 x 65 cm, 3,8 x 75 cm, 3,8 x 95 cm
MOQ	Accepteer kleine bestelling
Pakket	1 st/opp zak, of aangepast pakket
Maatwerk	Aangepast logo, verpakking en kleur kunnen worden gemaakt volgens de eisen van de gebruiker
Functie	Met één hand aangebracht, snel en praktisch, per ongeluk schaafwonden, snijwonden en ander goed effect van hemostase.

Tourniquet is een veel voorkomende levensreddende uitrusting, die is gemaakt van hoogwaardige materialen en met één hand kan worden bediend, waardoor de bloedtoevoer naar de ledematen volledig wordt geblokkeerd door ernstige bloedende traumawonden. Het is een geweldig hulpmiddel voor eerste hulp met een breed scala aan toepassingsscenario's, niet alleen bij gevechten en medische reddingen, maar ook bij buiten-, avontuur- en arteriële bloedingen. Een musthave voor iedereen!



CAT ROTARY TOURNIQUET



Easy to use



Breathable
&
Comfortable



Effective
Hemostasis



Compact
&
Convenient





Hook loop tape

TIME:

Time recording tape

Pressure fixed rod

Single Route Buckle

RECORD USAGE TIME

Write down the time of use to easily determine the length of time



TIGHTEN THE PRESSURE FIXED ROD

Rotatable internal band for quick bleeding control



PRODUCT USAGE



**Wilderness
Combat**



**Outdoor
Adventure**

PREPAREDNESS AVERTS PERIL



**Bleeding
from injury**



**Hiking and
camping**

FREE ADJUSTING BUCKLE

Adjustable to fit arm and leg size



HIGH-VISIBILITY RED TIP

In case of emergency, the red tip can immediately located and identified to make quick first aid response



— HOW TO USE —



01
Tie the tourniquet three fingers' width above the wound to stop bleeding



02
Apply tourniquet and tighten to stop bleeding



03
Pull the hook loop tape tight and paste it back on



04
Rotate the pressure fixed rod to tighten the strap



05
Fasten enough to use the clasp to fix the rod



06
Check for bleeding and distal pulse loss



07
Attach the white hook loop tape



08
Write down the time to prevent muscle necrosis caused by too much time

bedrijfsinformatie



We have 5000m² factory, our own factory
The REAL STRENGTH is to show the true face to you



Strict certification testing provides quality guarantee and **WORRY-FREE EXPORT**



We have achieved some inspection certification, such as ISO9001:2015, BSCI, SGS, TUV, etc. and have won the title of “Guangdong Province Credible Enterprise” for three consecutive years. In addition, we have obtained over 20 product patents and trademark, as well as 5 patent evaluation reports. A series of quality inspection reports provide quality guarantee and worry-free export.

CONTACT INFORMATION

TEL : +80 20 34992808
+86 18026363923

Web : www.homecommoditysupplier.com

E-mail : sales02@balance-china.com

Address : No.2 Shengyuan Street, Beiliu Ind Park, Dagang Town,
Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Zip code: 511470