

# Torniquete Médico

## Detalhes do produto

<b>Nome do Produto</b>	<b>Torniquete Rotativo CAT</b>
<b>Cor</b>	<b>Preto</b>
<b>Tamanho</b>	<b>3,8*65cm, 3,8*75cm, 3,8*95cm</b>
<b>MOQ</b>	<b>Aceitar pedido pequeno</b>
<b>Pacote</b>	<b>1 peça/saco opp ou pacote personalizado</b>
<b>Customização</b>	<b>Logotipo personalizado, embalagem e cor podem ser feitos de acordo com os requisitos do usuário</b>
<b>Recurso</b>	<b>Aplicado com uma mão, rápido e prático, arranhões acidentais, cortes e outros bons efeitos de hemostasia.</b>

O torniquete é um equipamento salva-vidas comum, feito de materiais de alta qualidade e pode ser operado com uma mão, bloqueando completamente o fluxo sanguíneo para os membros devido a feridas traumáticas com sangramento grave. É uma ótima ferramenta de primeiros socorros com uma ampla gama de cenários de aplicação, não apenas em combate e resgate médico, mas também em atividades ao ar livre, aventura e sangramento arterial. Um must-have para todos!



# CAT ROTARY TOURNIQUET



Easy to use



Breathable  
&  
Comfortable



Effective  
Hemostasis



Compact  
&  
Convenient





**Hook loop tape**

**TIME:**

**Time recording tape**

**Pressure fixed rod**

**Single Route Buckle**



# RECORD USAGE TIME

Write down the time of use to easily determine the length of time



# TIGHTEN THE PRESSURE FIXED ROD

Rotatable internal band for quick bleeding control





# PRODUCT USAGE



Wilderness  
Combat



Outdoor  
Adventure

## PREPAREDNESS AVERTS PERIL



Bleeding  
from injury



Hiking and  
camping

# FREE ADJUSTING BUCKLE

Adjustable to fit arm and leg size





# HIGH-VISIBILITY RED TIP

In case of emergency, the red tip can immediately located and identified to make quick first aid response





# — HOW TO USE —



**01**  
Tie the tourniquet three fingers' width above the wound to stop bleeding



**02**  
Apply tourniquet and tighten to stop bleeding



**03**  
Pull the hook loop tape tight and paste it back on



**04**  
Rotate the pressure fixed rod to tighten the strap



**05**  
Fasten enough to use the clasp to fix the rod



**06**  
Check for bleeding and distal pulse loss



**07**  
Attach the white hook loop tape



**08**  
Write down the time to prevent muscle necrosis caused by too much time

## Informações da Empresa



**We have 5000m<sup>2</sup> factory, our own factory**  
**The REAL STRENGTH is to show the true face to you**





# Strict certification testing provides quality guarantee and **WORRY-FREE EXPORT**



We have achieved some inspection certification, such as ISO9001:2015, BSCI, SGS, TUV, etc. and have won the title of “Guangdong Province Credible Enterprise” for three consecutive years. In addition, we have obtained over 20 product patents and trademark, as well as 5 patent evaluation reports. A series of quality inspection reports provide quality guarantee and worry-free export.



## CONTACT INFORMATION

TEL : +80 20 34992808  
+86 18026363923

Web : [www.homecommoditysupplier.com](http://www.homecommoditysupplier.com)

E-mail : [sales02@balance-china.com](mailto:sales02@balance-china.com)

Address : No.2 Shengyuan Street, Beiliu Ind Park, Dagang Town,  
Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Zip code: 511470