

Garrot rotatif CAT

Détail du produit

Nom du produit	Garrot rotatif CAT
Couleur	Noir
Taille	3,8*65 cm, 3,8*75 cm, 3,8*95 cm
MOQ	Accepter la petite commande
Emballer	1 sac pc/opp, ou emballage personnalisé
Personnalisation	Un logo, un emballage et une couleur personnalisés peuvent être réalisés selon les besoins de l'utilisateur
Fonction	Appliqué d'une seule main, rapide et pratique, éraflures accidentelles, coupures et autres bons effets d'hémostase.

Le garrot est un équipement de sauvetage courant, fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et pouvant être utilisé d'une seule main, bloquant complètement le flux sanguin vers les membres en cas de blessures traumatiques hémorragiques graves. C'est un excellent outil de premiers secours avec un large éventail de scénarios d'application, non seulement en combat et en sauvetage médical, mais aussi en plein air, en aventure et en hémorragie artérielle. Un incontournable pour tout le monde ! Comme la Chine **CAT garrot rotatif fournisseur, notre vision est qu'une bonne qualité de produit peut apporter une bonne expérience aux clients.**



CAT ROTARY TOURNIQUET



Easy to use



Breathable
&
Comfortable



Effective
Hemostasis



Compact
&
Convenient





Hook loop tape

TIME:

Time recording tape

Pressure fixed rod

Single Route Buckle

FREE ADJUSTING BUCKLE

Adjustable to fit arm and leg size



HIGH-VISIBILITY RED TIP

In case of emergency, the red tip can immediately located and identified to make quick first aid response



RECORD USAGE TIME

Write down the time of use to easily determine the length of time



TIGHTEN THE PRESSURE FIXED ROD

Rotatable internal band for quick bleeding control



PRODUCT USAGE



Wilderness
Combat



Outdoor
Adventure

PREPAREDNESS AVERTS PERIL



Bleeding
from injury



Hiking and
camping

— HOW TO USE —



01
Tie the tourniquet three fingers' width above the wound to stop bleeding



02
Apply tourniquet and tighten to stop bleeding



03
Pull the hook loop tape tight and paste it back on



04
Rotate the pressure fixed rod to tighten the strap



05
Fasten enough to use the clasp to fix the rod



06
Check for bleeding and distal pulse loss



07
Attach the white hook loop tape



08
Write down the time to prevent muscle necrosis caused by too much time

Informations sur la société



We have 5000m² factory, our own factory
The REAL STRENGTH is to show the true face to you





Strict certification testing provides quality guarantee and **WORRY-FREE EXPORT**



We have achieved some inspection certification, such as ISO9001:2015, BSCI, SGS, TUV, etc. and have won the title of “Guangdong Province Credible Enterprise” for three consecutive years. In addition, we have obtained over 20 product patents and trademark, as well as 5 patent evaluation reports. A series of quality inspection reports provide quality guarantee and worry-free export.

CONTACT INFORMATION

TEL : +80 20 34992808
+86 18026363923

Web : www.homecommoditysupplier.com

E-mail : sales02@balance-china.com

Address : No.2 Shengyuan Street, Beiliu Ind Park, Dagang Town,
Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Zip code: 511470