

# Laccio emostatico medico

## Dettagli del prodotto

<b>Nome del prodotto</b>	<b>Laccio emostatico rotante CAT</b>
<b>Colore</b>	<b>Nero</b>
<b>Misurare</b>	<b>3,8 x 65 cm, 3,8 x 75 cm, 3,8 x 95 cm</b>
<b>MOQ</b>	<b>Accetti il piccolo ordine</b>
<b>Pacchetto</b>	<b>1 sacchetto per pc / opp o pacchetto personalizzato</b>
<b>Personalizzazione</b>	<b>Il logo, l'imballaggio e il colore personalizzati possono essere realizzati in base alle esigenze dell'utente</b>
<b>Caratteristica</b>	<b>Applicato con una mano, veloce e pratico, graffi accidentali, tagli e altri buoni effetti dell'emostasi.</b>

Il laccio emostatico è una comune attrezzatura salvavita, realizzata con materiali di alta qualità e può essere azionata con una sola mano, bloccando completamente il flusso sanguigno agli arti da gravi ferite da trauma sanguinante. È un ottimo strumento di primo soccorso con una vasta gamma di scenari applicativi, non solo in combattimento e salvataggio medico, ma anche in attività all'aperto, avventura e sanguinamento arterioso. Un must per tutti!



# CAT ROTARY TOURNIQUET



Easy to use



Breathable  
&  
Comfortable



Effective  
Hemostasis



Compact  
&  
Convenient





**Hook loop tape**

**TIME:**

**Time recording tape**

**Pressure fixed rod**

**Single Route Buckle**

# RECORD USAGE TIME

Write down the time of use to easily determine the length of time



# TIGHTEN THE PRESSURE FIXED ROD

Rotatable internal band for quick bleeding control



# PRODUCT USAGE



Wilderness  
Combat



Outdoor  
Adventure

## PREPAREDNESS AVERTS PERIL



Bleeding  
from injury



Hiking and  
camping

# FREE ADJUSTING BUCKLE

Adjustable to fit arm and leg size



# HIGH-VISIBILITY RED TIP

In case of emergency, the red tip can immediately located and identified to make quick first aid response



# — HOW TO USE —



**01**  
Tie the tourniquet three fingers' width above the wound to stop bleeding



**02**  
Apply tourniquet and tighten to stop bleeding



**03**  
Pull the hook loop tape tight and paste it back on



**04**  
Rotate the pressure fixed rod to tighten the strap



**05**  
Fasten enough to use the clasp to fix the rod



**06**  
Check for bleeding and distal pulse loss



**07**  
Attach the white hook loop tape



**08**  
Write down the time to prevent muscle necrosis caused by too much time

## Informazioni sulla società



**We have 5000m<sup>2</sup> factory, our own factory**  
**The REAL STRENGTH is to show the true face to you**



# Strict certification testing provides quality guarantee and **WORRY-FREE EXPORT**



We have achieved some inspection certification, such as ISO9001:2015, BSCI, SGS, TUV, etc. and have won the title of “Guangdong Province Credible Enterprise” for three consecutive years. In addition, we have obtained over 20 product patents and trademark, as well as 5 patent evaluation reports. A series of quality inspection reports provide quality guarantee and worry-free export.

## CONTACT INFORMATION

TEL : +80 20 34992808  
+86 18026363923

Web : [www.homecommoditysupplier.com](http://www.homecommoditysupplier.com)

E-mail : [sales02@balance-china.com](mailto:sales02@balance-china.com)

Address : No.2 Shengyuan Street, Beiliu Ind Park, Dagang Town,  
Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Zip code: 511470