

CAT roterende tourniquet

Product detail

| | |
|-------------|--|
| Productnaam | CAT roterende tourniquet |
| Kleur | Zwart |
| Maat | 3,8*65cm, 3,8*75cm, 3,8*95cm |
| MOQ | Accepteer een kleine bestelling |
| Pakket | 1 st/opp zak, of aangepast pakket |
| Maatwerk | Aangepast logo, verpakking en kleur kunnen worden gemaakt volgens de gebruikersvereisten |
| Functie | Toegepast met één hand, snel en praktisch, onbedoelde schaafwonden, snijwonden en andere goede effecten van hemostase. |

Tourniquet is een veelgebruikt levensreddend apparaat, dat is gemaakt van hoogwaardige materialen en met één hand kan worden bediend, waardoor de bloedstroom naar de ledematen door ernstig bloedende traumawonden volledig wordt geblokkeerd. Het is een geweldig EHBO-instrument met een breed scala aan toepassingsscenario's, niet alleen bij gevechten en medische reddingsacties, maar ook bij outdoor-, avontuur- en arteriële bloedingen. Een must-have voor iedereen! Als China **CAT roterende tourniquet leverancier, onze visie is dat een goede productkwaliteit klanten een goede ervaring kan bieden.**



CAT ROTARY TOURNIQUET



Easy to use



Breathable
&
Comfortable



Effective
Hemostasis



Compact
&
Convenient





Hook loop tape

TIME:

Time recording tape

Pressure fixed rod

Single Route Buckle

FREE ADJUSTING BUCKLE

Adjustable to fit arm and leg size



HIGH-VISIBILITY RED TIP

In case of emergency, the red tip can immediately located and identified to make quick first aid response



RECORD USAGE TIME

Write down the time of use to easily determine the length of time



TIGHTEN THE PRESSURE FIXED ROD

Rotatable internal band for quick bleeding control



PRODUCT USAGE



Wilderness
Combat



Outdoor
Adventure

PREPAREDNESS AVERTS PERIL



Bleeding
from injury



Hiking and
camping

— HOW TO USE —



01
Tie the tourniquet three fingers' width above the wound to stop bleeding



02
Apply tourniquet and tighten to stop bleeding



03
Pull the hook loop tape tight and paste it back on



04
Rotate the pressure fixed rod to tighten the strap



05
Fasten enough to use the clasp to fix the rod



06
Check for bleeding and distal pulse loss



07
Attach the white hook loop tape



08
Write down the time to prevent muscle necrosis caused by too much time

bedrijfsinformatie



We have 5000m² factory, our own factory
The REAL STRENGTH is to show the true face to you





Strict certification testing provides quality guarantee and **WORRY-FREE EXPORT**



We have achieved some inspection certification, such as ISO9001:2015, BSCI, SGS, TUV, etc. and have won the title of “Guangdong Province Credible Enterprise” for three consecutive years. In addition, we have obtained over 20 product patents and trademark, as well as 5 patent evaluation reports. A series of quality inspection reports provide quality guarantee and worry-free export.

CONTACT INFORMATION

TEL : +80 20 34992808
+86 18026363923

Web : www.homecommoditysupplier.com

E-mail : sales02@balance-china.com

Address : No.2 Shengyuan Street, Beiliu Ind Park, Dagang Town,
Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Zip code: 511470