

Роторный жгут САТ

Информация о продукте

Наименование товара	Роторный жгут САТ
Цвет	Черный
Размер	3,8*65 см, 3,8*75 см, 3,8*95 см
минимальный заказ	Примите небольшой заказ
Упаковка	1 пакет ПК/ОПП или индивидуальная упаковка
Кастомизация	Индивидуальный логотип, упаковка и цвет могут быть изготовлены в соответствии с требованиями пользователя.
Функция	Наносится одной рукой, быстро и практично, предотвращает случайные царапины, порезы и другие хорошие эффекты гемостаза.

Жгут - это обычное спасательное средство, которое изготовлено из высококачественных материалов и которым можно управлять одной рукой, полностью перекрывая приток крови к конечностям из тяжелых кровоточащих травматических ран. Это отличный инструмент первой помощи с широким спектром сценариев применения не только в боевых и медицинских целях, но также при уличных, приключенческих и артериальных кровотечениях. Must-have для каждого! Как Китай **СРоторный жгут АТ Поставщик, наше видение заключается в том, что хорошее качество продукции может принести положительные впечатления клиентам.**



CAT ROTARY TOURNIQUET



Easy to use



Breathable
&
Comfortable



Effective
Hemostasis



Compact
&
Convenient





Hook loop tape

Time recording tape

Pressure fixed rod

Single Route Buckle

FREE ADJUSTING BUCKLE

Adjustable to fit arm and leg size



HIGH-VISIBILITY RED TIP

In case of emergency, the red tip can immediately located and identified to make quick first aid response



RECORD USAGE TIME

Write down the time of use to easily determine the length of time



TIGHTEN THE PRESSURE FIXED ROD

Rotatable internal band for quick bleeding control



PRODUCT USAGE



Wilderness
Combat



Outdoor
Adventure

PREPAREDNESS AVERTS PERIL



Bleeding
from injury



Hiking and
camping

— HOW TO USE —



01
Tie the tourniquet three fingers' width above the wound to stop bleeding



02
Apply tourniquet and tighten to stop bleeding



03
Pull the hook loop tape tight and paste it back on



04
Rotate the pressure fixed rod to tighten the strap



05
Fasten enough to use the clasp to fix the rod



06
Check for bleeding and distal pulse loss



07
Attach the white hook loop tape



08
Write down the time to prevent muscle necrosis caused by too much time

Информация о компании



We have 5000m² factory, our own factory
The REAL STRENGTH is to show the true face to you





Strict certification testing provides quality guarantee and **WORRY-FREE EXPORT**



We have achieved some inspection certification, such as ISO9001:2015, BSCI, SGS, TUV, etc. and have won the title of “Guangdong Province Credible Enterprise” for three consecutive years. In addition, we have obtained over 20 product patents and trademark, as well as 5 patent evaluation reports. A series of quality inspection reports provide quality guarantee and worry-free export.

CONTACT INFORMATION

TEL : +80 20 34992808
+86 18026363923

Web : www.homecommoditysupplier.com

E-mail : sales02@balance-china.com

Address : No.2 Shengyuan Street, Beiliu Ind Park, Dagang Town,
Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Zip code: 511470