

Медицинский жгут

Информация о продукте

Наименование товара	Поворотный жгут САТ
Цвет	Черный
Размер	3,8*65 см, 3,8*75 см, 3,8*95 см
Минимальный заказ	Принять небольшой заказ
Упаковка	1 шт./полипропиленовый пакет или индивидуальная упаковка
Настройка	Индивидуальный логотип, упаковка и цвет могут быть изготовлены в соответствии с требованиями пользователя.
Особенность	Наносится одной рукой, быстро и практично, случайные царапины, порезы и другие хорошие эффекты гемостаза.

Жгут является распространенным спасательным средством, которое изготовлено из высококачественных материалов и может управляться одной рукой, полностью перекрывая приток крови к конечностям из сильно кровоточащих травматических ран. Это отличный инструмент для оказания первой помощи с широким спектром сценариев применения, не только в боевых действиях и спасательных операциях, но и на открытом воздухе, в приключениях и при артериальных кровотечениях. Незаменимая вещь для всех!



CAT ROTARY TOURNIQUET



Easy to use



Breathable
&
Comfortable



Effective
Hemostasis



Compact
&
Convenient





Hook loop tape

Time recording tape

Pressure fixed rod

Single Route Buckle

RECORD USAGE TIME

Write down the time of use to easily determine the length of time



TIGHTEN THE PRESSURE FIXED ROD

Rotatable internal band for quick bleeding control



PRODUCT USAGE



Wilderness
Combat



Outdoor
Adventure

PREPAREDNESS AVERTS PERIL



Bleeding
from injury



Hiking and
camping

FREE ADJUSTING BUCKLE

Adjustable to fit arm and leg size



HIGH-VISIBILITY RED TIP

In case of emergency, the red tip can immediately located and identified to make quick first aid response



— HOW TO USE —



01
Tie the tourniquet three fingers' width above the wound to stop bleeding



02
Apply tourniquet and tighten to stop bleeding



03
Pull the hook loop tape tight and paste it back on



04
Rotate the pressure fixed rod to tighten the strap



05
Fasten enough to use the clasp to fix the rod



06
Check for bleeding and distal pulse loss



07
Attach the white hook loop tape



08
Write down the time to prevent muscle necrosis caused by too much time

Информация о компании



We have 5000m² factory, our own factory
The REAL STRENGTH is to show the true face to you



Strict certification testing provides quality guarantee and **WORRY-FREE EXPORT**



We have achieved some inspection certification, such as ISO9001:2015, BSCI, SGS, TUV, etc. and have won the title of “Guangdong Province Credible Enterprise” for three consecutive years. In addition, we have obtained over 20 product patents and trademark, as well as 5 patent evaluation reports. A series of quality inspection reports provide quality guarantee and worry-free export.

CONTACT INFORMATION

TEL : +80 20 34992808
+86 18026363923

Web : www.homecommoditysupplier.com

E-mail : sales02@balance-china.com

Address : No.2 Shengyuan Street, Beiliu Ind Park, Dagang Town,
Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Zip code: 511470